

Hygienische Wiederaufbereitung

HEINE BETA X Skiaskop

Allgemeine Warn- und Sicherheitsinformationen



WARNUNG! Dieses Symbol macht auf eine möglicherweise gefährliche Situation aufmerksam. Die Nichtbeachtung kann zu leichten oder mittleren Verletzungen führen.

HINWEIS! Dieses Symbol wird für Informationen bezüglich Installation, Betrieb oder Wartung verwendet, die wichtig, jedoch nicht mit Gefahren verbunden sind.

	Nachfolgende Angaben zur hygienischen Wiederaufbereitung müssen gemäß nationalen Normen, Gesetzen, Richtlinien und Empfehlungen umgesetzt werden. Die beschriebenen Maßnahmen zur hygienischen Wiederaufbereitung ersetzen nicht die jeweils für den Betrieb gültigen Vorschriften.
	Reinigen Sie die Optiken (Einblickfenster (2) und Ausblickfenster (7)) gemäß der Anleitung „Sauberkeit optischer Teile Ihrer HEINE Geräte“ (MED 234574). Verwenden Sie ein reinigendes Desinfektionstuch nur bei Bedarf.
	Harte und/oder metallische Bürsten und / oder abrasive Behandlungsmittel führen zu Kratzern und damit zu einer Zerstörung der Optik.
	Achten Sie darauf, dass das Gerät nach der Aufbereitung vollkommen trocken ist bevor Sie es wiederverwenden.
	Nehmen Sie bei Kontaminationsverdacht eine hygienische Aufbereitung vor.
	HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG gibt nur die empfohlenen Mittel und Verfahren frei.
	Die hygienische Wiederaufbereitung ist nur von einer Person mit ausreichender hygienischer Sachkompetenz durchzuführen.
	Beachten Sie die Angaben der Hersteller der Aufbereitungsmittel.
Einschränkung der Wiederaufbereitung	Vermeiden Sie das Eindringen von Flüssigkeiten.
	Überprüfen Sie regelmäßig die Unversehrtheit des Geräts

Reinigende Wischdesinfektion

1. Vorbereitung

Schalten Sie das Gerät aus und lassen Sie es abkühlen.

2. Manuelle reinigende Wischdesinfektion



Achten Sie auf die vollständige Benetzung aller Oberflächen für die komplette vom Desinfektionsmittel Hersteller angegebene Einwirkzeit. Erhöhen Sie, wenn hierfür erforderlich, die Anzahl der Wischvorgänge und/oder die Anzahl der Tücher.

Ausstattung

- Reinigende Wischdesinfektionstücher auf Basis von Isopropylalkohol und quartären Ammoniumverbindungen (z.B. Super Sani-Cloth® von PDI)

Durchführung

- Wischen Sie den Griffbereich und die Bedienelemente mit kreisförmigen Bewegungen entsprechend der vom Hersteller angegebenen Einwirkzeit
- Achten Sie besonders auf schwer zugängliche Stellen
- Entsorgen Sie das Tuch.
- Entfernen Sie die Rückstände mit einem mit VE-Wasser befeuchteten Tuch und trocknen Sie das Gerät gemäß den Anweisungen des Desinfektionsmittelherstellers.

3. Kontrolle und Funktionsprüfung



- Das Gerät auf sichtbare Verunreinigungen oder Verschleiß prüfen und gegebenenfalls erneut aufbereiten.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie eine Beschädigung feststellen.

4. Lagerung

Geschützt vor einer Rekontamination, Staub und Feuchtigkeit.