

HEINE BETA X Skioskop

Kompakt und leistungsstark. Intuitiv bedienbar und einfach unschlagbar.

Das kompakte und leichte HEINE BETA X Skioskop überzeugt durch durchdachte Bedienfunktionen. Dazu gehören die präzise und einfache Einstellung des parallelen Strahlengangs während der Untersuchung, die Feineinstellung der Beleuchtungsstärke sowie ein praktischer Fokussiererring zum genauen Ablesen der Zylinderachse.



LED^{HQ}-Beleuchtung für schonende Untersuchungen

- Nahezu unbegrenzte Lebensdauer und höhere Lichtleistung
- Geringerer Akkuverbrauch für eine längere Nutzungsdauer zwischen den Ladevorgängen
- Warmweißes Licht mit reduziertem Blauanteil – schonender für die Augen bei Untersuchungen

Smarter Helligkeitsregler mit Mikroprozessorsteuerung

- Einfache Bedienung mit dem Daumen
- Schnelles Drehen des Reglers, um die Beleuchtungsstärke deutlich zu verändern
- Langsames Drehen des Reglers für präzise Feineinstellung der Beleuchtungsstärke
- Stufenlose Dimmbarkeit zwischen 1 und 100 %
- Drücken des Reglers für Ein | Aus
- Startet beim Einschalten immer mit der zuletzt verwendeten Beleuchtungsstärke

ParaStop-Funktion

Präzise Echtzeitanpassung des Strahlengangs (parallel, divergent oder konvergent) für die Skioskopie – ohne Unterbrechung der Untersuchung

Smarte Stromversorgung

- Ladezustandsanzeige
- Automatische Ausschalt-Funktion
- Wiederaufladbar mit USB-C Kabel oder Ladestation



HEINE BETA X Skiaskop



Optimiert für die hygienische Wiederaufbereitung

- Kratzfestes Sichtfenster aus gehärtetem Glas
- smoothSURFACE und versenkter USB-C Anschluss
- Staubdichte Optik mit entspiegeltem Glas

Fokussierung mit integrierter Skala

- Schnelles und exaktes Ablesen der Zylinderachse
- Gehäusedesign ermöglicht die einfache und schnelle Drehung des Lichtstrahls um 90° durch haptische Rückmeldung

Langlebig, leicht und ergonomisch

- Massiver integrierter Aluminiumrahmen
- Gehäuse aus einem speziellen, hochschlagfesten Materialmix, thermogeformt und optimiert für die hygienische Wiederaufbereitung
- Präzise ausbalanciert für hervorragende Ergonomie und sichere Handhabung
- Kompaktes and leichtes Design



HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG

Dornierstr. 6, 82205 Gilching, Germany
www.heine.com



Technische Änderungen vorbehalten.

09|26. A-000.00.276 DE

QUALITY
MADE IN GERMANY

