



HEINE BETA X VET

Otoskop

Präzise Diagnostik für alle Felle.

Das neue HEINE X CHANGE System

Erweitern Sie die Funktion Ihres Otoskops mit einfach austauschbaren X CHANGE Modulen:

► HEINE X CHANGE System SL-Magnifier

- 1,6-fache Vergrößerung
- Mehrfach beschichtete schwenkbare Präzisionsoptik für gestochen scharfe Bilder
- Komfortables Instrumentieren – perfekt für kontrollierte Eingriffe im Gehörgang, Nase, Mundhöhle und Rachen

► HEINE X CHANGE System Smartphone Adapter

- Einfache Aufnahme digitaler Bilder mit jedem Smartphone

Metall-Spekula aus chirurgischem Edelstahl in Ø 4 und 6 mm

- Hochwertig und leicht zu reinigen.
- Fester Sitz auf dem Kopfstück
- Kontrollierte Qualität. Ohne scharfe Kanten
- Abgerundete Spekulaspitze zum schonenden Einführen in den Gehörgang

Zungenspatel

- Zur vereinfachten Inspektion der Mundhöhle
- Verschiedene Größen

Intuitive Bedienung der Beleuchtung

- Einfacher Wechsel zwischen Otoskop und der exklusiven HEINE inSPECT Beleuchtung
- Zwei Helligkeitsstufen wählbar je Beleuchtungsoption
- Praktische Einfinger-Bedienung

Smarte Stromversorgung

- Ladezustandsanzeige
- Automatische Ausschalt-Funktion
- Wiederaufladbar mit USB-C oder Ladestation





HEINE BETA X VET

Otoskop

HEINE LED^{HQ} und Fiber Optik Technologie für optimale Ausleuchtung

- Gleichmäßige, sehr helle Ausleuchtung mit naturgetreuer Farbwiedergabe für hohen Kontrast und detailreichste Darstellung
- Fiber Optik bietet ungehinderte Sicht auf den Gehörgang und das Tympanum
- Verlängerte Akkulaufzeit und nahezu unbegrenzte Lebensdauer der LED^{HQ} Trichte

Trichter-Innendurchmesser 6 mm

- zum einfachen Instrumentieren

Die neue zusätzliche Untersuchungsleuchte HEINE inSPECT für Augen, Rachen und mehr

- Weltweit einzigartig und zum Patent angemeldet: medizinisch geprüft und sicher für die Untersuchung der vorderen Augenmedien und des Pupillenreflexes
- Ideal zur Beleuchtung tiefer anatomischer Strukturen in Mund und Rachen

Langlebig, leicht und ergonomisch

- Massiver integrierter Aluminiumrahmen.
- Gehäuse aus einem speziellen, hochschlagfesten Materialmix, thermogeformt und optimiert für die hygienische Wiederaufbereitung
- Präzise ausbalanciert für hervorragende Ergonomie und sichere Handhabung

smooth SURFACE

Sichere, hygienische Wiederaufbereitung dank glatter Oberfläche smoothSURFACE und versenkter Anschlüsse



HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG

Dornierstr. 6, 82205 Gilching, Germany
www.heine.com



Technische Änderungen vorbehalten.

02|26. A-000.00.276 DE

QUALITY
MADE IN GERMANY

