

HEINE DELTA X

Dermatoskop

Einstieg auf professionellem Niveau. Alles, was man für die Dermatoskopie braucht – im handlichen Format.

Intuitiv und ergonomisch

- Kleiner Instrumentenkopf und bewährte Form der Kontaktscheibe – erleichtern den Zugang zum Untersuchungsbereich
- Ergonomische Handhabung durch abgewinkelten Handgriff
- Kompakt – ideal für den mobilen Einsatz

Toggle Funktion

Auf Knopfdruck zwischen polarisiertem und nicht-polarisiertem Licht wechseln
Mehr unter heine.com/de/Toggle

Zusatzleuchte

Zur Betrachtung der Haut vor der dermatoskopischen Untersuchung

Smarte Stromversorgung

- Ladezustandsanzeige
- Automatische Ausschalt-Funktion
- Wiederaufladbar über USB-C mit Kabel oder Ladestation



Extrem scharfes Bild, blend- und reflexionsfrei durch zuschaltbare Polarisation

- Kristallklare Abbildung durch achromatisches HEINE Optiksistem
- Gleichmäßige, sehr helle Ausleuchtung mit naturgetreuer Farbwiedergabe dank LED^{HQ}
- 10fache Vergrößerung
- Sichtfeld 14 mm (Linse 16 mm) Ø
- Fokussierbare Optik (Dioptrienkorrektur)

Möglichkeiten zur digitalen Dokumentation

- Einfache Aufnahme digitaler Bilder mit Smartphone Adapter (optional erhältlich) zur Dokumentation oder für eine Zweitmeinung
- Bild- und Datenmanagement bequem und intuitiv mit dem HEINE DERManager

HEINE DELTA X

Dermatoskop

Zusatzleuchte für den Überblick vor der dermatoskopischen Untersuchung

- Zur Betrachtung der Haut vor der dermatoskopischen Untersuchung durch die Linse
- Gleichmäßige, helle Ausleuchtung mit naturgetreuer Farbwiedergabe

smooth SURFACE

Sichere, hygienische Wiederaufbereitung dank glatter Oberfläche smoothSURFACE und versenkter Anschlüsse



Produktdaten

Kontaktscheiben zum Mehrfach- oder Einmalgebrauch

- Kontaktscheiben aus hochwertigem optischem Polymer – für Sicherheit bei hygienisch problematischer Anwendung durch Austausch der Kontaktscheibe
- Sicherer Halt der Kontaktscheibe durch Bajonettverschluss
- Schneller Wechsel von Kontakt- zu kontaktloser Untersuchung – einfach Kontaktscheibe abnehmen

Optional: Kontaktscheibe mit Skala aus kratzfestem Glas

- Für den dauerhaften Gebrauch



Langlebig und leicht durch optimale Materialauswahl

- Massiver integrierter Aluminiumrahmen
- Gehäuse aus einem speziellen, hochschlagfesten Materialmix, thermogeformt und optimiert für die hygienische Wiederaufbereitung
- Leicht und präzise ausbalanciert
- LED^{HQ}: Nahezu unbegrenzte Lebensdauer und konstante Leistung durch spezielles Wärmemanagement (Aluminiumkühlkörper)



HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG
Dornierstr. 6, 82205 Gilching, Germany
www.heine.com



Technische Änderungen vorbehalten.

10|25. A-000.00.275 DE

QUALITY
MADE IN GERMANY

