



**HEINE iC1 digitales
Dermatoskop.**

Digitale Dermatoskopie, neu definiert.

Scharf, schärfer, am schärfsten. Das iC1 ist ein Aufnahmegerät für klinische und dermatoskopische Bilder zur Dokumentation und Unterstützung der Differentialdiagnose von Melanomen und anderen Hautläsionen. Und zwar in ungesehener Qualität. Scharf und schattenfrei. Einerseits aufgrund unseres präzisen, asphärischen optischen Systems. Andererseits aufgrund der 12 Megapixel Bildqualität bei der Verwendung eines iPhone* ab Version 6s. Die exklusive HEINE DERM App downloaden, iPhone aufsetzen und digitale Dermatoskopie wie noch nie erleben.

- ▶ „Toggle“-Funktion zum Umschalten zwischen polarisiertem und nicht-polarisiertem Beleuchtungsmodus
- ▶ Kostenlose HEINE DERM App
- ▶ LED in HEINE Qualität. Kurz LED^{HQ}



iC1 digitales Dermatoskop

mit Kontaktscheibe mit Skala, Adapterschale Smartphone iC1/5 für Apple iPhone 5s* und SE 1. Generation*, USB Kabel mit medizinisch zugelassenem Steckernetzteil	K-271.28.305
wie oben, jedoch mit Adaptersch. Smartphone iC1/6 für Apple iPhone 6/6s*	K-270.28.305
wie oben, jedoch mit Adapterschale Smartphone iC1/7 für Apple iPhone 7*, 8* und SE 2. Generation*	K-273.28.305
wie oben, jedoch mit Adapterschale Smartphone iC1/12 Pro für Apple iPhone 12 Pro*	K-277.28.305

* Die Apple-Hardware ist nicht im Lieferumfang enthalten. Apple, das Apple Logo und iPhone sind Marken der Apple Inc., die in den USA und weiteren Ländern eingetragen sind. App Store ist eine Dienstleistungsmarke der Apple Inc.



- ▶ Scannen Sie den QR-Code für mehr Informationen zu weiteren Produkten und Zubehör oder gehen Sie auf www.heine.com/iC1-produkt

HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG

Dornierstr. 6, 82205 Gilching, Germany
www.heine.com



Technische Änderungen vorbehalten.

02|25. A-000.00.269 DE

QUALITY
MADE IN GERMANY

