



HEINE OMEGA 600 VET

indirektes Ophthalmoskop

DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE.

Wir sagen Danke, dass Sie sich für das HEINE OMEGA 600 VET entschieden haben und wünschen viel Erfolg und Freude bei der Arbeit mit Ihrem neuen Instrument.



Das Video „Einstellung des OMEGA 600“ erklärt Schritt für Schritt, wie Sie das Instrument an Ihre persönlichen Bedürfnisse anpassen.



HEINE OMEGA 600 VET

indirektes Ophthalmoskop



Flip-Up Funktion der Optikeinheit
Zur Interaktion mit dem Patienten



Okulare mit Klickverschluss
Um Ihre Sicht zu optimieren, können Sie die montierten Linsen mit +2D gegen die mitgelieferten neutralen Linsen 0D austauschen



Kopfband Weiteinstellung



Mitbeobachter-Spiegel TM2



Staubschutzkappe für Frontscheibe

Wenn Sie Ihre Erfahrungen oder Entdeckungen mit uns teilen möchten, würden wir uns sehr darüber freuen:
#heine #iuseheine #OMEGA600



www.heine.com

09|26

